



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажер вакуумный Gold Slim (LMS- B001)



СОДЕРЖАНИЕ

ВНИМАНИЕ	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ	3
ОПЕРАЦИИ	3

ВНИМАНИЕ

Перед использованием инструмента вы должны поместить вату фильтра в пробку фильтра, а затем вставить пробку фильтра во всасывающее отверстие внутри инструмента, которое может эффективно блокировать эфирное масло или массажные продукты непосредственно в инструмент и продлить срок службы инструмента (требуется после каждого использования). Замените вату фильтра один раз, вата фильтра сушится на воздухе и может быть использована повторно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

Аппарат должен заряжаться в течение 4 часов при первом использовании. Зарядка 1 раз, можно использовать 60 минут.

ОПЕРАЦИИ

Температура: 1-6 уровней.

Интенсивность: 1-6 уровней.

Рабочее время по умолчанию составляет 30 минут, оно автоматически останавливается после 30 минут работы. Лучше использовать его снова после прекращения работы на 20 минут.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**